


## Poligloss

### Polisaj Pastası

#### Tanımlama

Genel dişhekimliği ve laboratuvar kullanımı için ultra fine polisaj pastası.

Poligloss, kompozit, amalgam ve metallerin yüzeylerinde mükemmel bir parlaklık sağlar.



#### Kullanım Talimatları

- ✓ Restorasyon yüzeyinin son polisajında en iyi sonucu elde edebilmek için, Poligloss polisaj pastası uygulaması, keçe veya kadifemsi bir disk ile yapılmalıdır.
- ✓ Mandreni ve keçe diski angldrüvaya takınız, disk üzerine bir damla Poligloss koyunuz ve diş yüzeyine yaptığınız yumuşak ve fasıllı dokunuşlarla mükemmel parlaklık oluşturunuz.

**Kod** Ticari Sunumu  
3042 Polisaj pastası- 3 gram.





---

Perpa Ticaret Merkezi, B-Blok, Kat:11, No:1743, Okmeydanı, İSTANBUL  
Tlf: 0212 3207370 (PBX), Fax: 0212 3207782

[www.pro-tektibbicihaz.com](http://www.pro-tektibbicihaz.com) [info@pro-tektibbicihaz.com](mailto:info@pro-tektibbicihaz.com) [sale@pro-tektibbicihaz.com](mailto:sale@pro-tektibbicihaz.com)