

Polimax

Polisaj pastası emdirilmiş polisaj için keçe diskler

Tanımlama

Polimax, kullanıcıya, her tür dolgu malzemesinin mükemmel bir şekilde polisajlanabilmesi için rahat, hızlı, temiz ve kolay bir yol sunar.

Ayrıca, braketlerin sökülmesinin sonrasında mine yüzeylerinin parlatılması işleminde olduğu kadar, beyazlatma işlemlerinin ardından da kullanımı çok yararlıdır.

Doğal yünden yapılmış keçe ve önceden emdirilmiş ultra fine polisaj pastasının mükemmel kombinasyonu sayesinde, Polimax disklerinin kullanımı son derece kolay ve etkilidir.

Polimax disklerinin kullanımı, metal parça içermeyen ve disklerin mandrene kolayca takılabildiğini sağlayan Versaplust mandren sistemi yardımıyla kolaylaştırılmıştır.



Kullanım Talimatları

- ✓ Versaplust mandreni mikromotora takınız;
- ✓ Mandrenin serbest ucuna, diskin arka yüzünde yer alan esnek tutucuyu oturtmak suretiyle Polimax diski mandrene takınız;
- ✓ Bir kaç damla su ile diski nemlendiriniz ve düşük hızda çalışarak, hafif ve fasıllı temaslara uygulayınız.



Kod Ticari Sunumu

- 3045 Polimax – Doyurulmuş keçe disk 24 adet + mandren
3048 Polimax - Doyurulmuş keçe disk 12 adet + mandren