

ATTAQUE GEL

37% Ortofosforik asit



- **15 – 30 saniye arası uygulanan 37%'lik fosforik asit mavi jel formda hazırlanmıştır, mine ve dentin'in dađlanması için en çok kullanılan ve en etkili yöntemdir**
- **Dentin üzerinde kullanıldığında, smear tabakasının hızlı ve tam olarak kaldırılmasını destekler, dentin tübülilerinin ağızlarını açarak kompozit reçinelerinin daha derine penetre olabilmesine olanak verir.**
- **ATTAQUE GEL'in renklendirilmiş olması mükemmel bir şekilde görülmesini sağlar, böylece istenmeyen alanlara uygulanması engellenir**
- **Kıvamı, jelin hassas şekilde konumlandırılmasına olanak verir,**
- **Uygulama uçlarıyla birlikte, kullanımı kolay dispenser şırınga içindedir**

ENDİKASYONLARI:

- **Mine ve/veya dentin için, restorasyonlar, köprüler, simanlama ve yapıştırırmada çok iyi tutunma sağlar**

TİCARİ SUNUMU:

➤ **2x3g ATTAQUE GEL, Şiringa**

