

KENDİ DONAN BIOSEAL

PİT VE FİSSÜR SEALANT MATERYALİ



- ✓ **Dişlerin oklüzal yüzeylerine uygulanan, ışıkla sertleşen sealant materyali.**
- ✓ **Polimerizasyonun ardından, dirençli ve kesintisiz bir film tabakası oluşturur.**
- ✓ **Flor salınımı yapması nedeniyle, mekanik ajan rolü oynar ve dental çürüklerin önlenmesi ve kontrolünde tamamlayıcı etki gösterir.**
- ✓ **Florid konsantrasyonu:**

Sodyum Florid % 2,42= % 1,09 florid iyonu

Kalsiyum Florid % 0,4= % 0,19 florid iyonu.

ENDİKASYON:

- ✓ **Şüpheli bölgelerdeki çürük önleme işlemlerinde, pit ve fissürlerin örtülmesinde endikedir.**

TİCARİ SUNUM:

- **1x2,5g Kendiliğinden Donma Esaslı BIOSEAL Şişesi**
- **1x2,5g Kristal Kendiliğinden Donan BIOSEAL Şişesi**
- **1x3g ATTIQUE GEL Şiringası (37% ortofosforik asit)**
- **10 Adet Karıştırma Kabı**
- **20 Adet Tek Kullanımlık Fırçalar**

ANANTAJLARI:

- ✓ **Yüksek kazançlı çalışma**
- ✓ **Transparan – Çok iyi derecede estetik**
- ✓ **2 Flor kaynağı içerir**
- ✓ **Mükemmel kıvam**
- ✓ **Yüksek adhezyon katsayısı**
- ✓ **Düşük fiyatla kusursuz performans**
- ✓ **Miyadı: 2 yıl**