

# IŞIKLA DONAN BIOSEAL

## PİT VE FİSSÜR SEALANT MATERYALİ



- ✓ **Dişlerin oklüzal yüzeylerine uygulanan, ışıkla sertleşen sealant materyali.**
- ✓ **Polimerizasyonun ardından, dirençli ve kesintisiz bir film tabakası oluşturur.**
- ✓ **Flor salınımı yapması nedeniyle, mekanik ajan rolü oynar ve dental çürüklerin önlenmesi ve kontrolünde tamamlayıcı etki gösterir.**
- ✓ **Florid konsantrasyonu:**

**Sodyum Florid % 2,42= % 1,09 florid iyonu**

**Kalsiyum Florid % 0,4= % 0,19 florid iyonu.**

## **ENDİKASYON:**

- ✓ **Şüpheli bölgelerdeki çürük önleme işlemlerinde, pit ve fissürlerin örtülmesinde endikedir.**

## **TİCARİ SUNUM:**

- **2x2,5g Işıklı Sertleşen BIOSEAL Şırıngalar**
- **1x3g Attaque Gel Şırınga (37% orto Fosforik asit)**
- **5 uygulama başlığı**

## **AVANTAJLARI:**

- ✓ **Pratiktir**
- ✓ **Sınırsız çalışma zamanı**
- ✓ **2 Flor kaynağı içerir**
- ✓ **Mükemmel kıvam**
- ✓ **Yüksek adhezyon katsayısı**
- ✓ **Düşük fiyatla kusursuz performans**
- ✓ **Miyadı: 2 yıl**