


BIOFORTY

DOLGULAR İÇİN IŞIKLA SERTLEŞEN YÜZEY SEALANTI



- ✓ **Dolgular için oklüzal sealant sistemi**
- ✓ **Işıkla sertleşir**
- ✓ **Amalgam, kompozit ya da cam iyonomer dolgularda kullanılabilir**
- ✓ **Aşırı olmayan viskozitesi, ürünün diş dolgusunun ara yüzlerine akmasına olanak sağlar, mikro sızıntı bölgelerini örterek bu dolguların ömürlerini uzatır.**
- ✓ **Var olan dolgulara da ayrıca uygulanabilir.**

ENDİKASYON:

- ✓ **Posterior diřlerdeki restorasyonlarda, bitirme ve polisaj işlemlerinden sonra, dolguların iyileřtirilmesi için kullanılır.**
- ✓ **Ayrıca amalgam dolguların kenarlarının kapatılmasında kullanılır.**

TİCARİ SUNUM:

✓ 1x5ml BIOFORTY Şişe



AVANTAJLARI:

- ✓ **Dolguların ömrünü uzatır**
- ✓ **Daha güvenli – mikro infiltrasyon riskinin azaltılması**
- ✓ **Kullanımı kolay**
- ✓ **Miyadı: 2 yıl**

KLİNİK VAKALAR




1 – VAKANIN BAŞLANGIÇ DURUMU



2 – BİTİM FAZINDA MASTER FİLL İLE RESTORASYON



3 – BİTİMDEN SONRA, RESTORASYON YÜZEYİNİ ATTAQUE GEL KULLANARAK 30 SANİYE BOYUNCA DAĞLAYINIZ VE İNCE BİR TABAKA BIOFORTY UYGULAYINIZ



4 – 20 SANİYE IŞIK UYGULAYINIZ



5 – VAKANIN BİTİMİ