

SURU INTERNATIONAL KATALOG

SURU INTERNATIONAL KATALOG

2009



Ç İNDEK İLER


ÜRÜNLER	SAYFA
GENEL B İLG İLER	
Sütür Uzunlukları ve kalınlıkları	3
ne Tipleri & Çe itleri	3
Sütürlerin Yara Destekleme ve Emilme Profilleri	3
Referans Tablosu	4
EM İLEZ L İ R SÜTÜR'LAR	
SURUCRYL – Poliglolik Asit Sütür (PGA)	5-7
SURUCRYL INSTRA – Poliglolik Asit Sütür (Hızlı Emilen PGA Sütür)	8
SURUCRYL PRO – Poliglaktin 910 Sütür (PGLA Sütür)	8-9
SURUGLYDE – Monofilament Poliglekaprone 25 Sütür	9-10
SURUSYNTH – Monofilament Polidioksanon Sütür	10-11
EM İLEZ SÜTÜR'LAR	
SURULENE – Monofilament Polipropilen Sütür	12-15
SURULON – Monofilament Poliamis Sütür	15-17
SURUPOL – Kaplı (Coated) Polyester Sütür	17-19
SURUSIL – pek Sütür (Siyah Örgülü)	19-21
SURUSTEEL – Çelik Monofilament Sütür	21-22
D İER ÜRÜNLER	
SURUMESH – Polipropilen Mesh	22-23
SURUSTAP – Deri Zımbası & Zımba Teli Çıkarıcı	24
Göbek Ba ı Klemni	25

GENEL B LG LER


SÜTUR UZUNLUKLARI VE KALINLIKLARI

USP Boyutları		Çap Limitleri (mm)	Metrik Boyut
Emilebilir Süturlar (Catgut Chromic ve Düz)	Emilemez ve Sentetik Emilebilir Süturlar		
-	10-0	0.020 – 0.029	0.2
-	9-0	0.030 – 0.039	0.3
-	8-0	0.040 – 0.049	0.4
-	7-0	0.050 – 0.069	0.5
-	6-0	0.070 – 0.099	0.7
6-0	5-0	0.100 – 0.149	1
5-0	4-0	0.150 – 0.199	1.5
4-0	3-0	0.200 – 0.249	2
3-0	2-0	0.300 – 0.349	3
2-0	1-0 veya 0	0.350 – 0.399	3.5
1-0 veya 0	1	0.400 – 0.499	4
1	2	0.500 – 0.599	5
2	3, 4	0.600 – 0.699	6
3	5	0.700 – 0.799	7


NE T PLER



NE ÇE TLER



YARA DESTEKLEME & EM LME PROF LLER



REFERANS TABLOSU

Plastik	Göz		Gastrointestinal	Ortopedik	Genel Kapama	Do um / Jinekoloji	Üroloji
Coated Polyester	Polypropylene	PGA	Silk	Coated Polyester	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
SU 670	SU A817	SU 2348D	SU 5049	SU 633	SU 805	SU 829	SU 829
SU 671	SU A817D	SU 2348	SU 5070	SU 635	SU 829	SU 895	SU 895
Polypropylene	SU 829	SU 2561	SU 5082	SU 636	SU 830	Silk	Polyamide
SU 018	SU 849	SU 2561D	SU 5083	SU 640	SU 840	SU 5062	SU 3307
SU 823	SU A869	SU 2670	SU 5086	SU 643	SU 843	Polyamide	PGA
SU 826	SU A869D	SU 2670S	SU 5087	SU 679	SU 883	SU 3362	SU 2303
SU 870	SU A868	SU 2831A	SU 5208	SU 680	SU 888	PGA	SU 2304
SU 878	SU A868D	Stainless Steel	SU 5256	SU 697	SU894	SU 2326	SU 2305
SU 879	SUAY868	SU 941	SU 5333	Polypropylene	SU 895	SU 2347	SU 2317
SU 880	SU AY868D	SU 942	SU 5334	SU 018	SU 896	SU 2359	SU2405
SU 888	SU A871	SU 943	PGA	SU 808	Polyamide	SU 2363	SU 2437
Polyamide	SU A871D	SU 944	SU 2317	SU 823	SU 3321	SU 2364	
SU 3315	SU A873	SU 945	SU 2318	SU 843	SU 3328	SU 2438	
SU 3317	SU A873D	Silk	SU 2326	SU 870	SU 3336	SU 2448	
SU 3318	SU A875	SU 5001	SU 2338	SU 878	SU 3338	SU 2515	
SU 3321	SU A875D	SU 5002	SU2341	SU 895	SU 3340	SU 2516	
SU 3323	SU 880	SU 5012	SU 2346	Polyamide	SU 3346		
SU 3326	SU 895	SU 5012D	SU 2427	SU 3318	SU 3347		
SU 3328	Polyamide	SU 5021	SU 2437	SU 3328	SU 3348		
SU 3331	SU NYA817	SU 5022	SU2546	SU 3331	SU 3362		
SU 3388	SU NYA817D	SU 5023S		SU 3362	SU 3388		
SU 3389	SU NYA 868	SU 5023D		PGA	SU 3389		
SU 3390	SU NYA868D	SU 5027		SU 2304	SU 3390		
SU 3726	SU NYAY868	SU 5029		SU 2317	SU 3397		
Silk	SU NYAY868D	SU 5034S		SU 2338	SU 3398		
SU 5001	SU NYA869	SU 5034D		SU 2341	Silk		
SU 5002	SU NYA869D	SU 5042S		SU 2345	SU 5002		
SU 5052	SU NYA871	SU 5042D		SU 2347	SU 5028		
SU 5080	SU NYA871D	SU 5080		SU 2382	SU 5036		
PGA	SU NAY873	SU 5093A		SU 2404	SU 5052		
SU 2388	SU NYA873D	SU 5093D		SU 2437	SU 5062		
SU 2390	SU NYA875			SU 2438	SU 5333		
SU 2401	SU NYA875D			SU 2442	SU 5334		
SU 2404	SU 3317			SU 2448	PGA		
SU 2442	SU 3318			SU 2515	SU 2317		
SU 2465				SU 2516	SU 2326		
SU 2471				SU 2518	SU 2338		
SU 2493				SU 2826	SU 2345		
SU 2494					SU 2347		
SU 2495					SU 2359		
SU 2515					SU 2382		
					SU 2390		
					SU 2404		
					SU 2426		
					SU 2438		
					SU 2448		
					SU 2472		
					SU 2516		
					SU 2518		
					SU 2546		

EM LEB L R SÜTUR'LAR

SURUCRYL™

Sentetik Emilebilir Suture

Poliglikolik asit (PGA) Suture USP



PGA Süturlar cerrahlar tarafından bütün dünyada zaman içinde test edilmiş çok geniş şekilde kullanılan sentetik emilebilir bir cerrahi iştir. PGA'nın Catgut'a göre çok üstün özellikleri öngörülebilir. emilebilir, üstün gerilebilir güçü ve mükemmel elle kullanılabilecek özellikleridir. PGA hammaddesi FDA – USA onaylıdır.

Özellikleri :

1. **SURUCRYL™**'in çekme kuvveti, U.S. Pharmacopoeia standartlarında belirlenen değerler ve Catgut değerlerinden daha büyüktür. Lütfen, tabloya bakınız.

ORTALAMA GERİLM KUVVET (KG)

SÜTUR ÖLÇÜSÜ (USP)	CATGUT	SURUCRYL	ARTI
4-0	0.77	0.95	+ 23 %
3-0	1.25	1.77	+ 41 %
2-0	2.00	2.68	+ 34 %
0	2.77	3.90	+ 40 %
1	3.80	5.08	+ 33 %
2	4.51	6.35	+ 40 %







2. **SURUCRYL™**, yara yeteri seviyede stabil duruma gelene kadar çekme kuvvetini muhafaza eder. **SURUCRYL™**, implementasyondan 14 gün sonra bile çekme kuvvetinin 81%'ni muhafaza eden ideal bir sentetik emilebilir suture'dur. Tamamen emilme süresi 70 gündür.
3. **SURUCRYL™**, Toksik madde içermeyen Biyo-Uyumlu Polikaprolakton Kalsiyum Stearat ile kaplanmış tır. Doku içinden geçiş kolaydır ve doku dokuları sağlam ve güvenlidir.
4. **SURUCRYL™**, basit hidrolitik mekanizma ile vücut içinde emilme emin ve güvenli bir şekilde emilir.
5. Diğer pütürlü ve sert (zor bükülen) Sentetik Emilebilir Suture'lar ile kıyaslandığında, **SURUCRYL™** düz ve esneklerdir.









- Maddesi** : Poliglikolik Asit ile kaplı. FDA onaylı, Mor renkli suture kullanılabilir.
- Doku Reaksiyonu** : Minimal doku reaksiyonu.
- Uygulamalar** : Genel Kapamalar, Göz Cerrahisi, Ortopedik Cerrahi, Obstetrik / Jinekoloji ve Gastrointestinal Trakt (Sindirim Sistemi) cerrahileri.
- Seçenekler** : 10/0 ve USP standartlarına uygun önceden-kesilmiş Steril Suturelar
- Sterilizasyon** : Etilen Oksit










Boyutlar

















	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0 veya 0	1	2	3
U.S.P											
Metrik	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2	3	3.5	4	5	6

Sütür Kombinasyonları

ne Uzunlu u	ne Açıklama	Sütür Uzunlu u	Sütür Boyutları (USP)			
			8-0 (0.4)	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)	5-0 (1)
 6 mm	3/8 Circle MP Spatula	45 cm	SU 2348			
 6 mm	3/8 Circle MP Spatula	45 cm	SU 2348D			
 8 mm	3/8 Circle MP Round Bodied	45 cm		SU 2561		
 8 mm	3/8 Circle MP Round Bodied	45 cm		SU 2561D		
 8 mm	1/4 MP Spatula	70 cm			SU 2670S	
 8 mm	1/4 MP Spatula	70 cm			SU 2670	

ne Uzunlu u	ne Açıklama	Sütür Uzunlu u	Sütür Boyutları (USP)			
			6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)
 12 mm	1/2 Circle Round Bodied	70 cm				SU 2427
 12 mm	3/8 Circle Reverse Cutting	45 cm		SU 2493	SU 2494	SU 2495
 16 mm	3/8 Circle Cutting	45 cm		SU 2442	SU 2443	SU 2471
 16 mm	1/2 Circle Round Bodied	45 cm		SU 2303		
		70 cm			SU 2305	
 16 mm	5/8 Circle Cutting	45 cm			SU 2465	
 16 mm	1/2 Circle Round Bodied	45 cm		SU 2403		
 17 mm	1/2 Circle Taper Cutting	45 cm				SU 2515
 20 mm	3/8 Circle Conventional Cutting	70 cm	SU 2831A			

ne Uzunlu u	ne Açıklama	Sütür Uzunlu u	Sütür Boyutları (USP)				
			4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
 20 mm	1/2 Circle Round Bodied	70 cm	SU 2304	SU 2437			
 22 mm	3/8 Circle Cutting	45 cm	SU 2371	SU 2401			
 22 mm	1/2 Circle Cutting	90 cm		SU 2472			
 23 mm Heavy	1/2 Circle Reserve Cutting	70 cm					SU-2826
 25 mm	1/2 Circle Round Bodied	70 cm		SU 2120	SU 2121		
 28 mm	3/8 Circle Bodied	45 cm		SU 2481			
		90 cm Boyasız			SU 2404		
 30 mm	1/2 Circle Round Bodied	70 cm		SU 2330	SU 2341	SU 2342	
		90 cm			SU 2317	SU 2338	
 30 mm	1/2 Circle Round Bodied	90 cm			SU 2318		
 30 mm	1/2 Circle Taper Cutting	20 cm			SU 2511 AA	SU 2512 AA	SU 2513 AA
		45 cm			SU 2511 A	SU 2512 A	SU 2513 A
		90 cm			SU 2511	SU 2512	SU 2513

	½ Circle Reverse Cutting	90 cm				SU 2535	
	½ Circle Round Bodied	20 cm				SU 2344	SU 2343
	½ Circle Round Bodied	70 cm			SU 2140	SU 2141	
	½ Circle Reverse Cutting or Needle	90 cm				SU 2534	
	½ Circle Taper Cutting	90 cm		SU 2516	SU 2516 A		SU 2516 B
	½ Circle Reverse Cutting or Needle	90 cm					SU 2421
	½ Circle Round Bodied	20 cm				SU 2346 AA	
		45 cm				SU 2346 A	
		70 cm				SU 2546	
		90 cm			SU 2345	SU 2346	
		110 cm				SU 2346 VS	
	½ Circle Round Bodied	20 cm					SU 2347 AA
		45 cm					SU 2347 A
		70 cm					SU 2359
		70 cm x 2					SU 2359 DS
		90 cm					SU 2347
		110 cm					SU2347VS
	½ Circle Reverse Cutting	90 cm			SU 2382	SU 4222	SU 2350
	½ Circle Taper Cutting	90 cm			SU 2517	SU 2518	
		110 cm				SU 2518 VS	
	½ Circle Taper Cutting	45 cm				SU 2361	SU2362
		70 cm					SU 2363
		90 cm					SU 2364
		110 cm					SU2364 VS
	Straight Cutting	90 cm	SU 2388				
	3/8 Circle Round Bodied	70 cm					SU 2326
	½ Circle Reverse Cutting	90 cm					SU 2438
	½ Circle Round Bodied	100 cm					SU 2448
	Straight Cutting	76 cm Boyasız				SU 2390	

Kısaltmalar:

DS – Çift ip
VS – Çok Kuvvetli
MP – Sivri Uç

SURUCRYL INSTA™ – Sentetik Emilebilir Sütür - PGA (Hızlı Emilebilen Sütür)

Özellikler

- **SURUCRYL INSTA™** kısa dönem destek gerektiğinde kullanılır
- Gut Sütür'lerden daha hızlı emilim süresi
- Hızlı Emilim süresi ağrıyı ve rahatsızlığı azaltır.
- Gerilme dayanımı Gut Sütür'lerden daha fazladır.
- Sütür aldırılmak için doktora gitmek gerekmemektedir, yara üzerindeki sütür kendiliğinden düşer.
- Toplam emilim süresi 40 gündür.


Boyutlar			
U.S.P	3-0	2-0	1-0 veya 0
Metrik	2	3	3.5

- Uygulamalar** : Epizyotomi ve Kutiküler kapamalar
Seçenekler : Metrik ve USP standartlarına uygun önceden kesilmiş steril sütürler
Sterilizasyon : Etilen Oksit

Sütür Uzunluğu	Sütür Açıklaması	Sütür Uzunluğu	Sütür Boyutları (USP)		
			3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)
22 mm	1/2 Circle Cutting	45 cm	SU 2735 A Hızlı (Boyasız)		
26 mm	3/8 Circle Reverse Cutting	45 cm	SU 2732 A Hızlı (Boyasız)		
35 mm	1/2 Circle Taper Cutting	90 cm		SU 2762 F (Boyasız)	SU 2763 F (Boyasız)
36 mm Double Needle	1/2 Circle Double Armed Reverse Cutting & Round Bodied	140 cm		SU 2777 F (Boyasız)	



Yara Destek Profili



Poliglaktin 910 Sütür Özellikleri:

- Kullanım Kolaylığı
- Yüksek gerilme direnci ve yüksek mukavemet
- Mükemmel doku geçişi
- Minimum doku reaksiyonu
- Yüksek düşüm güvenliği

Poliglaktin 910 (PGLA suture), emilebilir, steril, sentetik örgülü suture'dur.



SURU

Materyal	Poliglaktin 910 Sütür, 90% glikolid ve 10% L-Laktid kopolimerlerden oluşur. Poliglaktin 910 sütür emilebilir örgülü iştir. Düz (plain) ve kaplı (coated) suture olabilir. Poliglaktin 910 Sütür'un violet ve renksiz seçenekleri mevcuttur.
Doku	Poliglaktin suture, antijenik ve pirojenik değildir, tepkime, emilim esnasında yumu ak doku reaktivitesidir.
Reaksiyonu	PGLA Sütür, yumu ak doku kapamaları ve ligasyon'ları için endikedir.
Uygulamalar	ne ve Pre-Cut Steril Sütür'lar USP Standartlarındadır.
Seçenekler	
Sterilizasyon	Etilen Oksit

Boyutlar


U.S.P	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0 veya 0	1	2
Metrik	1	1.5	2	3	3.5	4	5

SURUGLYDE™

Sentetik Emilebilir Suture

Monofilament Poliglekaprone 25 Suture USP

Özellikleri	Monofilament Sütür'lar (boyasız). Catgut Sütür ile kıyaslandığında 50%'ye varan daha yüksek inisiyal gerilme kuvveti.
Bileşeni	Kopolimer'in 75% Glikolid ve 25% Kaprolakton
Doku	Minimal doku reaksiyonu ve Catgut Sütür'lar ile kıyaslandığında öngörülebilir emilim zamanı. Düz ve asgari doku ilacı. Enfeksiyona sebep olmaz.
Reaksiyonu	Kutiküler altı & Deri altı kapamalar, Üroloji, Pediatrik Cerrahi ve Bağırsak Anastomosis'leri de içeren Gastrointestinal (Sindirim Sistemi) cerrahisi.
Uygulamalar	
Emilme Süresi	105 gün
Sterilizasyon	Etilen Oksit



Boyutlar

Size (U.S.P)	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0 or 0
Metrik	1	1.5	2	3	3.5

Sütür Uzunluğu	Sütür Açıklama	Sütür Uzunluğu	Sütür Boyutları (USP)				
			5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)
13 mm	3/8 Circle Curved Reverse Cutting	45 cm	SU 493				
16 mm	3/8 Circle Reverse Cutting	70 cm		SU 1205			
16 mm	3/8 Circle Round Bodied	70 cm		SU 1748			
25 mm	3/8 Circle Cutting	70 cm			SU 1326		



SURU

PROTEK

Tıbbi Cihaz ve Hizmetleri
Ticaret Limited Şirketi

	3/8 Circle Reverse Cutting	70 cm			SU 3326		
	1/2 Circle Round Bodied	70 cm				SU 1641	SU 1642
	Straight Cutting Needle	70 cm			SU 1650	SU 1651	

SURUSYNTH™

Sentetik Emilebilir Suture

Monofilament Polidioksanon Suture USP

Özellikleri

Geciktirilmiş emilim için Monofilament Emilebilir Suture. 180 günlük uzun yara destekleme süresi.

Maddesi

Düz esnek (kolay bükülebilir) & Az iz bırakır. Operasyon sırasında kolay tanınması için koyu mavi renge boyanmıştır.

Doku Reaksiyonu

Minimal doku reaksiyonu. Enfeksiyona sebep olmaz.

Uygulamalar

Genel kapamalar, Genel Cerrahi, Ortopedik, Fasya Kapamaları, Gastrointestinal (G.I.) Anastomoz, Subkütiküler kapamalar, Obstetrik / Jinekoloji ve Pediatrik Kardiyovasküler cerrahi.

deal Kullanım Alanları


Kanser, Diyabetik, Geriatrik Obez Hastalar

Emilme Süresi

180 Gün






Sterilization

Etilen Oksit







Boyutlar

U.S.P	4-0	3-0	2-0	1-0 veya 0	1
Metrik	1.5	2	3	3.5	4

ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Suture Uzunlu u	Suture Boyutları (USP)				
			4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
	1/2 Circle Round Bodied	70 cm	SU 9304	SU 9327			
	1/2 Circle Round Bodied	70 cm		SU 9132	SU 9133	SU 9210	
	1/2 Circle Round Bodied	70 cm			SU 9254		
	1/2 Circle Round Bodied	90 cm					SU 9234
	1/2 Circle OR Needle	90 cm					SU 9221



SURU

	1/2 Circle Round Bodied	90 cm 150 cm (loop)				SU 9371 SU 9261	SU 9352
	1/2 Circle Round Bodied	90 cm					SU 9248
	1/2 Circle Round Bodied	90 cm					SU 9254
	1/2 Circle Round Bodied	150 cm (loop)					SU 9262

EM LEMEZ SÜTUR'LAR

SURULENE™

Monofilament Polipropilen Suture USP



Özellikleri

Monofilament Sütur, mükemmel gerilme kuvveti ve yeterli elastikiyet. Kolay geçi ler için bükülebilir mükemmel düz yüzey.

Bile ni

Sentetik, Polipropilen Sütur. Cerrahi i lem sırasında kolay belirlenebilmesi için mavi renklendirilmi .

Doku Reaksiyonu Uygulamalar

Minimal doku reaksiyonu. Enfeksiyona sebep olmaz. Genel Kapamalar, Göz, Ortopedik, Plastik ve Mikro Cerrahiler

Seçenek

Loop, neli ve USP standartlarına uygun önceden -kesilmi Steril Süturlar

Uyarı

Sütur'un yüzeyine zarar vermektan sakınınız.











Sterilizasyon












Etilen Oksit (veya istek olursa Gamma Radiation)

Boyutlar

U.S.P	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0 veya 0	1	2	3
Metrik	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2	3	3.5	4	5	6

ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütur Uzunlu u	Sütur Boyutları (USP)				
			10-0 (0.2)	9-0 (0.3)	8-0 (0.4)	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)
4 mm	3/8 Circle MP Spatula	45 cm	SU A869				
4 mm, 4 mm Double Armed	3/8 Circle MP Spatula	45 cm	SU A869D				
6 mm	3/8 Circle MP Spatula	45 cm	SU A868	SU A875	SU A871		
6 mm, 6 mm Double Armed	3/8 Circle MP Spatula	45 cm	SU A868D	SU A875D	SU A871D		
8 mm	3/8 Circle MP Round Bodied	45 cm				SU A873	
8 mm, 8 mm Double Armed	3/8 Circle MP Round Bodied	45 cm				SU A873D	
8 mm, 8 mm Double Armed	3/8 Circle Round Bodied	70 cm					SU 893
9 mm, 9 mm Double Armed	3/8 Circle Taper Cutting	70 cm					SU 874
10 mm, 10 mm Double Armed	3/8 Circle Round Bodied	70 cm					SU 895
10 mm	3/8 Circle Conventional Cutting	70 cm					SU A817
10 mm, 10 mm Double Armed	3/8 Circle Conventional Cutting	70 cm					SU A817D

ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütür Uzunlu u	Sütür Boyutları (USP)			
			10-0 (0.2)	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)
 12 mm / 12 mm Double Armed	3/8 Circle Round Bodied	70 cm			SU 827	
 12 mm	3/8 Circle Reverse Cutting	45 cm		SU 878		SU 879
 12 mm	3/8 Circle Reverse Cutting	70 cm			SU 880	
 13 mm / 13 mm Double Armed	3/8 Circle Round Bodied	70 cm		SU 829		
 15 mm	3/8 Circle Slim Blade Cutting	70 cm		SU 823	SU 826	
 16 mm	Straight MP Spatula	45 cm	SU AY868			
 16 mm / 16 mm Double Armed	Straight MP Spatula	45 cm	SU AY868D			
 16 mm	3/8 Circle Round Bodied	70 cm			SU 881	
 16 mm / 16 mm Double Armed	3/8 Circle Round Bodied	70 cm			SU 882	
 16 mm	3/8 Circle Cutting	70 cm				SU 870
 16 mm / 16 mm Double Armed	1/2 Circle Round Bodied	90 cm				SU 850
 16 mm	1/2 Circle Round Bodied	70 cm				SU 849





















ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütür Uzunlu u	Sütür Boyutları (USP)				
			4-0(1.5)	3-0(2)	2-0(3)	0(3.5)	1(4)
 17 mm	1/2 Circle Taper Cutting	90 cm	SU 857				
 17 mm	1/2 Circle Taper Cutting	70 cm	SU 899				
 17 mm / 17 mm Double Armed	1/2 Circle Taper Cutting	90 cm	SU 853	SU 836	SU 837		
 17 mm / 17 mm Double Armed	1/2 Circle Taper Cutting	70 cm	SU 835	SU 897	SU 898		
 19 mm	3/8 Circle Cutting	75 cm	SU 834				
 20 mm	1/2 Circle Round Bodied	70 cm		SU 887			
 20 mm	3/8 Circle Cutting	45 cm	SU 894	SU 893			
 20 mm / 20 mm Double Armed	1/2 Circle Round Bodied	90 cm	SU 861		SU 861A		
 20 mm / 20 mm Double Armed	1/2 Circle Cutting	90 cm			SU 861B		
 22 mm	3/8 Circle Cutting	70 cm		SU 018	SU 017		
 25 mm	1/2 Circle Round Bodied	90 cm		SU 825			







SURU

PROTEK

Tıbbi Cihaz ve Hizmetleri
Ticaret Limited Şirketi

 25 mm	1/2 Circle Round Bodied	70 cm		SU 838			
 25 mm 25 mm Double Armed	1/2 Circle Round Bodied	90 cm		SU 852	SU 852A		
 25 mm 25 mm Double Armed	1/2 Circle Round Bodied	70 cm		SU 822			
 25 mm 25 mm Double Armed	1/2 Circle Cutting	90 cm			SU 855		
 25 mm	3/8 Circle Cutting	45 cm	SU 856	SU 856A			
 25 mm	1/2 Circle Taper Cutting	90 cm			SU 806		
 25 mm	1/2 Circle Taper Cutting	70 cm			SU 807	SU 805	
 25 mm 25 mm Double Armed	1/2 Circle Taper Cutting	90 cm	SU 867		SU 877		
 25 mm 25 mm Double Armed	1/2 Circle Taper Cutting	70 cm			SU 808		
 26 mm 26 mm Double Armed	1/2 Circle Round Bodied	90 cm				SU 824	
 26 mm	3/8 Circle Cutting	45 cm		SU 858			
 30 mm 30 mm Double Armed	1/2 Circle Round Bodied	90 cm			SU 885		
 30 mm	1/2 Circle Round Bodied	70 cm			SU 841	SU 842	
 30 mm Heavy	1/2 Circle Round Bodied	70 cm				SU 830	SU 840
 30 mm Heavy	1/2 Circle Taper Cutting	90 cm				SU 891	
 30 mm Heavy	1/2 Circle Taper Cutting	100 cm					SU 896
 35 mm	1/2 Circle Round Bodied	100 cm				SU 886	
 35 mm	1/2 Circle Cutting	100 cm				SU 895	
 40 mm Heavy	1/2 Circle Round Bodied	70 cm					SU 843
 40 mm	1/2 Circle Round Bodied	90 cm				SU 845	

	1/2 Circle Round Bodied	100 cm					SU 892
	3/8 Circle Cutting	100 cm					SU 890
	1/2 Circle Reverse Cutting	100 cm					SU 883
	Straight Cutting	70 cm			SU 888		

SURULON™

Monofilament Poliamid Suture USP










© SURU

Özellikleri	Monofilament olmanın yanında, Lineks, önemli ölçüde düzdür ve mükemmel dü ü m güvenliği sa lar. Gerilme kuvveti iyidir. Kolay çıkarılır dokuya yapı maz.
Bile enleri	Poliyamid sütün (Naylon). Operasyon alanında kolay tanınlanabilmesi için siyah renktir.
Doku	Lineks Sütün'lar paslanmaz çelik gibi inert'dür. Doku i çinde yeterli kuvvettedir. Enfeksiyona sebep olmaz.
Reaksiyonu	Genel Kapamalar, Deri ve Plastik Cerrahi, Göz ve Mikro Cerrahi
Uygulamalar	Loop, neli ve USP standartlarına uygun önceden -kesilmi Steril Süturlar
Seçenekler	Kardiyovaskular cerrahide yapay protezlerin ba lantısı için önerilmez.
Uyarı	Etilen Oksit (veya istek olursa Gamma Radiation)
Sterilizasyon	

Boyutlar

U.S.P	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0 veya 0	1	2	3
Metrik	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2	3	3.5	4	5	6

ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütün Uzunlu u	Sütün Boyutları (USP)			
			10-0 (0.2)	9-0 (0.3)	8-0 (0.4)	7-0 (0.5)
	3/8 Circle MP Spatula	45 cm	SU NYA869			
	3/8 Circle MP Spatula	45 cm	SU NYA869D			
	3/8 Circle MP Spatula	20 cm	SU 3717			
	3/8 Circle MP Spatula	38 cm		SU 3715		
	3/8 Circle MP Spatula	38 cm		SU 3714		
	3/8 Circle MP Spatula	38 cm	SU 3718			
	3/8 Circle MP Spatula	45 cm	SU NYA868	SU NYA875	SU NYA871	











SURU

PROTEK

Tıbbi Cihaz ve Hizmetleri
Ticaret Limited Şirketi

 6 mm Double Armed	3/8 Circle MP Spatula	45 cm	SU NYA868D	SU NYA875D	SU NYA871D	
 8 mm	3/8 Circle MP Round Bodied	45 cm				SU NYA873
 8 mm Double Armed	3/8 Circle MP Round Bodied	45 cm				SU NYA873D

ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütur Uzunlu u	Sütur Boyutları (USP)				
			10-0 (0.2)	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)
 10 mm	3/8 Circle Reverse Cutting	38 cm			SU 3323	SU 3326	
 10 mm	3/8 Circle Conventional Cutting	70 cm		SU NYA817			
 10 mm Double Armed	3/8 Circle Conventional Cutting	70 cm		SU NYA817D			
 12 mm	3/8 Circle Reverse Cutting	70 cm			SU 3317		
 15 mm	3/8 Circle Slim Blade Cutting	70 cm			SU 3726		
 16 mm	Straight MP Spatula	45 cm	SU NYAY868				
 16 mm Double Armed	Straight MP Spatula	45 cm	SU NYAY868D				
 16 mm	3/8 Circle Cutting	35 cm			SU 3315		
 16 mm	3/8 Circle Cutting	70 cm				SU 3318	SU 3321
 26 mm	3/8 Circle Cutting	70 cm		SU 3331			
 26 mm	3/8 Circle Reverse Cutting	70 cm					SU 3328

ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütur Uzunlu u	Sütur Boyutları (USP)				
			3-0(2)	2-0(3)	0(3.5)	1(4)	2(5)
 38 mm	1/2 Circle Reverse Cutting	75 cm		SU 3303	SU 3304	SU 3305	SU 3306
 40 mm	1/2 Circle Round Bodied	150 cm (Loop)			SU 3340		
 40 mm Heavy	1/2 Circle Round Bodied	100 cm			SU 3346	SU 3347	
 45 mm	3/8 Circle Reverse Cutting	70 cm		SU 3336			
 45 mm Heavy	1/2 Circle Reverse Cutting	100 cm				SU 3338	
 50 mm Double Armed	Straight Round Bodied	35 cm	SU 3307				
 50 mm Heavy	1/2 Circle Reverse Cutting	100 cm				SU 3362	
 50 mm Heavy	1/2 Circle Round Bodied	150 cm (Loop)				SU 3348	



SURU

PRO-TEK

Tıbbi Cihaz ve Hizmetleri
Ticaret Limited Şirketi

	Straight Cutting	70 cm	SU 3388	SU 3390	SU 3389		
	3/8 Circle Cutting	70 cm				SU 3397	SU 3398
	3/8 Circle Triangular Cutting	100 cm			SU 3397A		

Sütür Uzunlu u	Paketleme	Sütür Boyutları (USP)				
		3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)
5 x 35 cm	Steril Paketler	SU 702	SU 703	SU 704	SU 705	SU 706
2 x 76 cm	Steril Paketler		SU 903	SU 904	SU 905	SU 906

SURUPOL™

KAPLI POLYESTER SUTURE USP



© SURU

Özellikleri

yi gerilme kuvveti, Dokuda uzun zaman tutulabilir. Doku içinden kolay geçi ler için uniform olarak Polybutylate ile kaplı.

Material

Polybutylate kaplı Polyester ile düzgün ekilde örgülü. Ye il ve beyaz renkleri mevcuttur.

Doku Reaksiyonu

Minimal

Uygulamalar

Genel kapamalar, Plastik, Ortopedik, Göz ve Deri Cerrahileri

Sterilizasyon

Etilen Oksit (veya istek olursa Gamma Radiation)

Boyutlar

U.S.P	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0 veya 0	1	2	3	4	5
Metrik	1	1.5	2	3	3.5	4	5	6	6	7













ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütür Uzunlu u	Sütür Boyutları (USP)			
			5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)
	1/4 Circle MP Spatula	76 cm		SU 682		
	1/4 Circle MP Spatula	76 cm	SU 683			
	3/8 Circle Round Bodied	76 cm	SU 690 (Ye il)			
	3/8 Circle Round Bodied	90 cm		SU 691 (Ye il)		
	3/8 Circle Round Bodied	76 cm		SU 672 (Ye il)		








SURU



PROTEK

Tıbbi Cihaz ve Hizmetleri
Ticaret Limited Şirketi

	3/8 Circle Cutting	38 cm		SU 670 (Ye il)	SU 671 (Ye il)	
	1/2 Circle Taper Cutting	90 cm		SU 695 (Ye il)	SU 669 (Ye il)	SU 617 (Ye il) SU 617 A (Beyaz)
	1/2 Circle Taper Cutting	76 cm		SU 635 (Ye il)	SU 636 (Ye il)	SU 637 (Ye il) SU 637 A (Beyaz)
	3/8 Circle Round Bodied	76 cm	SU 696 (Ye il)			
	1/2 Circle Round Bodied	90 cm			SU 623 (Ye il)	
	1/2 Circle Round Bodied	76 cm			SU 632 (Ye il)	
	1/2 Circle Taper Cutting	76 cm				SU 697 (Ye il)
	1/2 Circle Round Bodied	90 cm			SU 625 (Ye il)	
	1/2 Circle Round Bodied	76 cm			SU 652 (Ye il)	
	1/2 Circle Taper Cutting	76 cm				SU 677 (Ye il) SU 677 A (Beyaz)
	1/2 Circle Taper Cutting	90 cm				SU 687 (Ye il) SU 687 A (Beyaz)
	1/2 Circle Round Bodied	150 cm				SU 633 (Ye il)


ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütür Uzunlu u	Sütür Boyutları (USP)	
			2 (5)	5 (7)
	1/2 Circle Taper Cutting	100 cm	SU 643 (Ye il)	
	1/2 Circle Trocar Point	100 cm		SU 645 (Ye il)
	1/2 Circle Trocar Point	75 cm		SU 646 (Ye il)

ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütür Uzunlu u	Sütür Boyutları (USP)				
			4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
	1/2 Circle Round Bodied	76 cm				SU 675 (Ye il)	
	1/2 Circle Round Bodied	76 cm				SU 676 (Ye il)	

	1/2 Circle Reverse Cutting	100 cm				SU 679 (Ye il)	SU 680 (Ye il)
	Straight Cutting	45 cm	SU 640 (Ye il)				

SURUSIL™

Siyah Orgulu İpek Suture USP



© SURU

Özellikleri

Çok geni ekilde kullanılır. Mükemmel elle uygu layabilme karakteristi i, mükemmel dü üm güvenli i SURUSIL™ ipek koku sıvısında i mez. SURUSIL™ ipek ip serum'a dayanıklıdır ve su geçirmez. Kullanılan siyah boya FDA onaylıdır.

Maddesi

pek böce i larvasından bazı i lemlerden sonra elde edilmi tir. Muka vemetli olması ve düğün yüzeyi için mum ile i leme tabi tutulmu tur.

Doku Reaksiyonu Uygulamalar

Moderat
Genel kapamalar, Gastrointestinal Sistem (Sindirim yolu), Plastik, Deri, Göz Cerrahileri. Ligatür olarak da yo un ekilde kullanılmaktadır.

Seçenek Uyarı







neli ve USP standartlarına uygun önceden -kesilmi Steril Süturlar
Enfeksiyonlu bölgede kullanmaktan sakınız. Safra kesesi ve drar yolu cerrahilerinde kullanmaktan kaçınız.








Sterilizasyon

















Etilen Oksit (veya istek olursa Gamma Radiation)




Boyutlar

U.S.P	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0 veya 0	1	2	3
Metrik	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.5	2	3	3.5	4	5	6

ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütür Uzunlu u	Sütür Boyutları (USP)	
			10-0 (0.2)	8-0 (0.4)
	3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk)	38 cm		SU 5022A
	3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk)	38 cm		SU 5021A
	3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk)	45 cm	SU 5042S	
	3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk)	45 cm	SU 5042D	
	3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk)	45 cm		SU 5022
	3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk)	45 cm		SU 5021

ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütür Uzunlu u	Sütür Boyutları (USP)				
			10-0 (0.2)	9-0 (0.3)	8-0 (0.4)	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)
	3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk)	45 cm		SU 5023S			
	3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk)	45 cm		SU 5023D			
	3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk)	45 cm	SU 5034S				
	3/8 Circle MP Spatula (Virgin Silk)	45 cm	SU 5034D				
	3/8 Circle Reverse Cutting	38 cm					SU 5043
	3/8 Circle MP Round Bodied	45 cm				SU 5093A	
	3/8 Circle MP Round Bodied	45 cm				SU 5093D	

ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütür Uzunlu u	Sütür Boyutları (USP)				
			6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)
	3/8 Circle Round Bodied	76 cm		SU 5095			
	3/8 Circle Cutting	70 cm	SU 5012				
	3/8 Circle Cutting	70 cm	SU 5012D				
	3/8 Circle Round Bodied	76 cm		SU 5027			
	3/8 Circle Reverse Cutting	76 cm		SU 5080			
	3/8 Circle Round Bodied	76 cm	SU 5029				
	3/8 Circle Round Bodied	76 cm		SU 5081	SU 5082		
	3/8 Circle Cutting	76 cm			SU 5001	SU 5002	
	1/2 Circle Round Bodied	76 cm			SU 5049		
	1/2 Circle Taper Cutting	76 cm		SU 5098	SU 5099		SU 5610
	Straight Round Bodied	76 cm		SU 5090			
	3/8 Circle Round Bodied	76 cm		SU 5096			
	1/2 Circle Round Bodied	76 cm			SU 5086	SU 5087	
	1/2 Circle Round Bodied	76 cm				SU 5070	
	1/2 Circle Taper Cutting	76 cm					SU 5670
	3/8 Circle Reverse Cutting	76 cm				SU 5028	

ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütür Uzunlu u	Sütür Boyutları (USP)				
			3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
	3/8 Circle Round Bodied	76 cm			SU 5017		
	1/2 Circle Round Bodied	76 cm		SU 5333	SU 5334	SU 5335	
	1/2 Circle Round Bodied	76 cm				SU 5061	



SURU

PRO-TEK

Tıbbi Cihaz ve Hizmetleri
Ticaret Limited Şirketi

	1/2 Circle Round Bodied	76 cm	SU 5083						
	1/2 Circle Reverse Cutting	75 cm		SU 5003	SU 5004	SU 5005	SU 5006		
	Straight Round Bodied	76 cm		SU 5256					
	3/8 Circle Reverse Cutting	76 cm		SU 5036	SU 5037				
	Straight Round Bodied	76 cm		SU 5208					
	1/2 Circle Reverse Cutting	76 cm		SU 5052					
	Straight Cutting	76 cm		SU 5290					
	3/8 Circle Cutting	76 cm						SU 5062	

Önceden Kesilmi Süturlar (nesiz)

Sütür Uzunlu u	Paketleme	Sütür Boyutları (USP)								
		6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
2 x 75 cm	Steril Paketler	SU 209	SU 210	SU 211	SU 212	SU 213	SU 214	SU 215	SU 216	SU 217
10 x 35 cm	Steril Paketler				SU 222	SU 223	SU 224			
2 x 100 cm	Steril Paketler				SU 232	SU 233	SU 234			

pek Makaralar

Sütür Uzunlu u 25 metre	Sütür Boyutları (USP)								
	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	
6 Makara/Kutu, Steril De il	SU 819	SU 820	SU 821	SU 822	SU 823	SU 824	SU 825	SU 826	

SURUSTEEL™

Paslanmaz Çelik Monofilament Suture UPS



Özellikleri

Maddesi

Doku Reaksiyonu Uygulamalar

Sterilizasyon

Emilemeyen, Sterile Cerrahi Sütür


316L Paslanmaz çelik. Cerrahi Paslanmaz Çelik Sütür, Mono filament ve Multifilament suture olarak bulunmaktadır.

Minimal doku reaksiyonu. Enfeksiyona sebep olmaz.

Abdominal (karın bölgesi) yara kapamaları, Hernia (Fıtık) tamirleri, Sternal (göğüs kemiği) kapamaları ve Serklaj ve Ten don tamirlerini de içeren Ortopedik prosedürler.

Etilen Oksit


Boyutlar					
U.S.P	1	2	3	4	5
Metrik	4	5	6	6	7

ne Uzunlu u	ne Açıklaması	Sütür Uzunlu u	Sütür Boyutları (USP)				
			5 (7)	4 (6)	3 (6)	2 (5)	1 (5)
 48 mm	1/2 Circle Trocar Point	70 cm	SU 945	SU 944	SU 943	SU 942	SU 941

D ER ÜRÜNLER

SURUMESH™

Polipropilen Mesh



FITİK (HERNIA) TEDAV S için dünyada en yaygın olarak kullanılan materyal

Materyal :

Non-absorbabl, Monofilament Polipropilen Mesh (yama) . Polipropilen mesh, çekimli polipropilenin dü ümlenmi liflerinden müte ekkidir.

Özellikleri:

Polipropilen mesh kuma ı, ideal bir yamanın bütün karakter istiklerini ta ır; elastik, esnek, güçlü ve transparan bir mesh olarak dizayn edilmi tir.

Liflerin Kalınlıkları :

Ortalama 0.020 inç / 0.675 mm

Daha kolay bir manipülasyon ve yerle tirme için daha ince bir mesh.


Dizayn :

Yüksek derece görü , kolonizasyon ve entegrasyon için pörözlü yapı

Daha büyük kafes tipinde mesh görünümüne sahip olan **SURUMESH™** , iyile mekte olan yaralardaki gerilim kuvvetlerini fitik defekti düzeyinde arttıran yo un fibröz skar olu umlarında, bir matriks olarak kullanılır.

Beton binalarda kaykılma, gerilme ya da çatlamaya kar ı direnci arttıran metal güçlendirme çubukları gibi i lev görür. Dokuma lifler yerine kullanılan monofilament lif yapısı, bakterilere sı ınacak yer bırakmaz, ve bu nedenle enfeksiyonlara kar ı çok daha dirençlidir. Mesh, gerçekten bir kuma ı parçası hissi verir ve mesh katmanının posteriorundaki benzersiz yerine yerle tirildi inde, hasta tarafından hissedilmez. Mesh ile aynı malzemeden imal edilen sütür materyali, dayanıklılı ı daha da arttırır ve enfeksiyon ihtimalini, böylece de rekürrens ihtimalini azaltır.

SURUMESH™, her bir lif birle imini birbirine ba layan ve dü ümün her iki tarafına da elastikite sa layan bir yöntemle dü ümlenmi tir. Bu yapı, mesh'in sökülmeden istenen herhangi bir ekil ya da boyutta





SURU

PRO-TEK

Tıbbi Cihaz ve Hizmetleri
Ticaret Limited Şirketi

kesilebilmesini sağlar. Lif bağlantı noktalarında, daha rijid olan metal mesh'lerde görülen aynı çalı ma yorgunluğu görülmez. Bu iki – yönlü elastik özellik, mesh'in vücutta kar ıla ılan çe itli streslere adapte olmasına olanak sağlar.

Destek:

Kalıcı olarak maksimum düzeyde destek ve elastisite sağlar. **SURUMESH™**, travmatik ya da cerrahi yaraların iyile mesi esnasında ve sonrasında ilave bir destek sağlamak amacıyla, gerdirilmesi ve güçlendirilmesinde kullanılır.

Parçalanma direnci :

18 Kg/cm² ye kadar yüksek gerilme kuvveti ve parçalanmaya dayanıklılık.

Bu materyalin, suture olarak kullanıldığı nda, non – reaktif olduğu ve gücünü sonsuza dek muhafaza etti i rapor edilmiştir.




* **İndivüel Steril Paketlerde Sunulmaktadır**




Orta Kalınlıklı Mesh



Kalın Mesh



İnce Yaprak Tipi Mesh



Önceden ekilendirilmiş Mesh

ölçüler		
Kodu	Boyutları	Paketleme
SU 611	6 cm x 11 cm	6 yaprak / kutu
SU 715	7.6 cm x 15 cm	6 yaprak / kutu
SU 151	15 cm x 15 cm	3 yaprak / kutu
SU 303	30 cm x 30 cm	1 yaprak / kutu

SURUSTAP™

DERİ ZIMBASİ



SURUREM™
Zimba Sökücü
Ürün Kodu : 1019

Ürün kodu # 1018

Ürün Kodu

- Üstün dizayn: doku kenarlarının optimum yakınlı tırılması için muntazam tansiyon uygulayarak, doku sıkı masını ve travmayı önler
- Üstün kozmetik sonuçlar : Dokulara iyi bir kan dola ımı olana ı vererek daha hızlı ve skarsız bir iyile me sa lar
- Steril Paslanmaz Çelik ekstraktör : Acısız ve zahmetsiz ekstraksiyon için
- Güvenilir Zımbalama: yi tutuculuk, Daha iyi kontrol, Sıkı ma yok
- Tek kullanımlık
- Mevcut boyutlar : 35 W

Kullanımı kolay :

Doku kenarlarını, doku yakınlı tırma forsepsleri kullanarak kontrollü bir ekilde bitiriniz.


SURUSTAP™ zımbasını, bitirilmiş doku kenarları üzerine nazikçe yerleştiriniz.



Zimba teli güvenli bir ekilde yerine yerle inceye kadar kolu sıkınız (Daha iyi sonuç almak için alt kolun üst kol içine tamamen girdi inden emin olunuz)

Üstün dercede sabit duran zimba telleri :

Korozyona kar ı yüksek derecede dirençli ve Cerrahi implantlar için en uygun materyal.



Not : Yetersiz sıkma sıkı malar neden olabilir.

Göbek Ba ı Klempı



ITEM CODE # 3012



© SURU



ITEM CODE # 3012 A

- Yeni doğan bebekler için göbek ba ı klempı.
- Rahat ve güvenli kullanım için özel dizayn
- Klemp'ledikten sonra yanlışlıkla açılmayı önleyici güvenlik kilidi
- Göbek ba ından kaymayı önleyici kınılı a ız.
- Farklı renk seçenekleri (beyaz, mavi)
- Göbek ba ından kaymayı önleyici farklı dizayn a ızlı seçenek (Item Code # 3012 A)

LUER LOCK



© SURU

Ürün Kodu # : 4009