

SURUCRYL INSTA™ – Sentetik Emilebilir Sütür - PGA (Hızlı Emilebilen Sütür)

Özellikler





- **SURUCRYL INSTA™** kısa dönem destek gerektiğinde kullanılır
- Gut Sütür'lerden daha hızlı emilim süresi
- Hızlı Emilim süresi ağrıyı ve rahatsızlığı azaltır.
- Gerilme dayanımı Gut Sütürlardan daha fazladır.
- Sütür aldırılmak için doktora gitmek gerekmemektedir, yara üzerindeki sütür kendiliğinden düşer.
- Toplam emilim süresi 40 gündür.

| Boyutlar | | | |
|----------|-----|-----|------------|
| U.S.P | 3-0 | 2-0 | 1-0 veya 0 |
| Metrik | 2 | 3 | 3.5 |

Uygulamalar : Epizyotomi ve Kutiküler kapamalar

Seçenekler : Çift ve USP standartlarına uygun önceden-kesilmiş steril sütürlar

Sterilizasyon : Etilen Oksit

| İğne Uzunluğu | İğne Açıklaması | Sütür Uzunluğu | Sütür Boyutları (USP) | | |
|--|--|----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 3-0 (2) | 2-0 (3) | 0 (3.5) |
|  22 mm | 1/2 Circle Cutting | 45 cm | SU 2735 A Hızlı (Boyasız) | | |
|  26 mm | 3/8 Circle Reverse Cutting | 45 cm | SU 2732 A Hızlı (Boyasız) | | |
|  35 mm | 1/2 Circle Taper Cutting | 90 cm | | SU 2762 F (Boyasız) | SU 2763 F (Boyasız) |
|  36 mm 36 mm Double Needle | 1/2 Circle Double Armed Reverse Cutting & Round Bodied | 140 cm | | SU 2777 F (Boyasız) | |